



檢 驗 科 公 告

淡水 台北 新竹 台東

2019/9/20

公告項目：新增(63104)常見感覺神經性聽損基因檢驗(Sensorineural hearing impairment)與採檢注意事項


執行日期：2019/10/01

公告對象：各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：

一、 新增常見感覺神經性聽損基因檢驗(Sensorineural hearing impairment)項目供臨床勾選。

二、 採檢注意事項

檢驗代碼	63104
項目名稱	Sensorineural hearing impairment
中文名稱	常見感覺神經性聽損基因檢驗
檢體種類	Blood spot
採取方式 採檢量採血管種類	全血 3-5 spots，足跟採檢，並將血滴於專用濾紙上作成 blood spot
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 血片:以腳跟部位採取微量血液(約 0.2~0.5 c.c.)，滴在新生兒篩檢專用採血卡上並註明姓名與採檢時間，每個個案至少採集 3~5 個血點，陰乾後，放入乾淨夾鏈袋，常溫保存。 紫頭管:採取微量臍帶血(1~3 c.c)，保存於 4°C 冰箱 常見感覺神經性聽損基因檢驗：目前已知與感覺神經性聽損相關的基因超過上百個，故檢驗結果正常仍不能排除新生兒係因其他未檢測之基因點位突變或後天因素造成之聽損。
	
血片	紫頭管

公告製訂：醫事檢驗科生化組組長 楊乾隆 〈分機：3032、3033〉