



# 檢 驗 科 公 告

淡水 台北 新竹 台東

2020/05/09

公告項目：紅血球分佈寬度(RDW)變更參考值

執行日期：2020.5.13

公告對象：各科醫師、護理部、檢驗科

執行原因：

1 變更原因：

1.1 依據 CLSI-EP28A3 規範及現行使用儀器型號 Beckman Coulter DxH800 之原廠說明書建議

1.2 原廠蒐集 240 位健康人之血液檢體統計，依據數值排序定出 95%信賴參考區間

2 執行方法：

2.1 檢驗項目 RDW 醫令碼：66298

2.2 自執行日起將參考值修訂如下：

	修定前	修定後
儀器型號	Beckman Coulter H780	Beckman Coulter DxH800
參考值區間	11.5 %– 14.5%	12.3% – 17.0%

注意事項：檢驗項目之檢體採集、送檢流程、報告時間，均依照現

行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科血液組組長 廖玉鳳 〈分機：3034〉