



醫事檢驗科公告 2020/08/31

淡水 台北 新竹 台東

1. 公告項目：新增檢驗項目兒癌分生檢驗項目之說明公告
2. 執行日期：2020/09/01 起
3. 公告對象：新竹院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科
4. 執行方式：

檢驗代碼	項目名稱	參考值	危急值
68051	RT-PCR:AML1/ETO for t(8;21)	N/A	N/A
68052	RT-PCR:CBF β /MYH11 for inv(16)		
68053	RT-PCR:PML/RAR α (L,Visoform) for t(15;17)		
68054	RT-PCR:PML/RAR α (Sisoform) for t(15;17)		
68055	RT-PCR:MLL/PTD(e6e2,e8e2)		
68056	RT-PCR:MLL/ENLa1 for t(11;19)		
68057	RT-PCR:MLL/ENLa3 for t(11;19)		
68058	RT-PCR:MLL/AF9 for t(9;11)		
68059	RT-PCR:MLL/AF10 for t(10;11)		
68060	RT-PCR:BCR-ABL1 p190 (ela2) for t(9;22)		
68061	RT-PCR:BCR-ABL1 p210 (b2a2,b3a2) for t(9;22)		
68062	RT-PCR:E2A/PBX1 for t(1;19)		
68063	RT-PCR:MLL/AF4 for t(4;11)		
68064	RT-PCR:TEL/AML1 for t(12;21)		
68065	RT-PCR:CALM/AF10 for t(10;11)		
68066	RT-PCR:SIL/TAL1 for microdeletion of 1q32		
68067	RT-PCR:Multiplex MLL		

5. 適用對象：醫師依臨床需求開立醫令。
6. 檢體採集：EDTA 採檢紫頭管
骨髓或週邊血(blast 需大於 20%)
初診請採 3 管(每管 4c.c),治療後請採 5 管(每管 4c.c)
7. 送檢流程：
(1)門診或病房端務必於採檢前一天先通知臨床技術師-林純卉
(122436,5513981) 告知有檢體要執行

(2) 收集到檢體後立即以室溫方式送至檢驗科

(3) 檢體以 BM 為主,若特殊情形需採檢 PB 請註明檢體別

8. 收件時間：W1-W4; AM 10:00 以前，國定假日前一天不採檢

9. 組別：血清分生特殊檢驗組

10. 委外單位：台北院區 細胞遺傳暨分子生物檢驗室(122436)

11. 報告時間: 2 週

公告製訂：檢驗科血清分生特殊檢驗組 劉浩毓 (分機:3027)