

驗 科 公

2020/04/09

〕淡水 □台北 ■新竹 □台東

公告項目:新增(65010) Lyso-Gb3(法布瑞氏症追蹤)與採檢注意事項

執行日期: 2020/04/15

公告對象:各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式:

一、 新增 Lyso-Gb3(法布瑞氏症追蹤)項目供臨床勾選。

二、 採檢注意事項

一、 休饭江总争	"久"
檢驗代碼	65010
項目名稱	Lyso-Gb3
中文名稱	Lyso-Gb3(法布瑞氏症追蹤)
檢體種類	血液
採取方式	血液:3mL 以上,常温保存與運送,需使用含 Sodium heparin
採檢量採血管種類	之採血管(此為特殊採血管,需至檢驗科領取)
注意事項	血液檢體採集後不需離心,運送與保存必須在常溫。檢體需
	轉送至淡水院區檢驗科生化組特殊生化實驗室。
採血管	
	BC Vacon No dall
	75 0.42
	A C T STEEL
	CE ao mi

公告製訂:醫事檢驗科生化組組長 楊乾隆 〈分機:3032、3033〉