



(a) 輸血反應相關檢驗項目

檢驗項目輸血反應種類	檢驗項目
1. 體溫上昇超過 2°C 2. 呼吸困難(使用呼吸器) 3. 尿量變少或無尿 4. 黃疸	尿液立即檢體，尿液檢驗單(代碼 66403) 生化隔日檢體，生化檢驗單(代碼 66127,66129) 血庫立即檢體，血庫檢驗單(代碼 66770)：抽血 3ml 放入 EDTA 管 發燒加驗 :病人的 blood culture(代碼 65776)及血袋 blood culture (代碼 65978)
5. 血紅素尿或出血傾向 (輸血漿或血小板發生此反應,檢驗項目同右)	尿液立即檢體，8 小時，24 小時檢體，尿液檢驗單(代碼 66403) 生化立即檢體，及隔日檢體，生化檢驗單(代碼 66127,66129) 血庫立即檢體，血庫檢驗單(代碼 66770) 血清立即檢體，serum haptoglobin 血清檢驗代碼 66391
輸血漿或血小板發生上述 1-4 的反應	尿液立即檢體，尿液檢驗單(代碼 66403) 生化隔日檢體，生化檢驗單(代碼 66127,66129) 發燒加驗 :病人的 blood culture(代碼 65776)及血袋 blood culture (代碼 65978)

Ps. 有發燒反應時須加做引發輸血反應之血袋內血品的 Blood culture(檢驗代碼 65978)及病人的 Blood culture(檢驗代碼 65776)